









Skrócony przewodnik po AGELOC® GALVANIC SPA®

Zyskaj młody wygląd oraz widoczne korzyści dla skóry i włosów w zaledwie 5 minut lub mniej.

ageLOC Galvanic Spa to urządzenie do pielęgnacji ciała, które wykorzystuje prąd galwaniczny, aby zapewnić wyraźną poprawę wyglądu skóry i włosów.

Użyj poniższego wykresu, aby dobrać odpowiednią przystawkę oraz produkty do zastosowania galwanicznego.

PRODUKT I JEGO ZALETY		PRZYSTAWKA	NUMER ZASTOSOWANIA	SPOSÓB UŻYCIA
<p>ageLOC Galvanic Spa Facial Gels Ujednij i unieś swoją skórę, jednocześnie usuwając zanieczyszczenia oraz zmniejszając widoczność bruzd i zmarszczek*.</p>		Przystawka do twarzy ageLOC® 	Pre-Treat Gel  Treatment Gel 	<p>Czas stosowania każdej dwustopniowej pielęgnacji to 5 minut. Stosować 2-3 razy w tygodniu.</p>
<p>Tru Face® Line Corrector Zredukuj i zmiekcź drobne linie oraz zmarszczki dookoła ust, oczu i czoła.</p>		Focus Area Conductor 		<p>5-minutowa sesja. Okolice wokół oczu: 1-2 minuty. Większe obszary: 3-5 minut. Stosować dwa razy dziennie – każdego ranka i wieczora.</p>
<p>ageLOC Body Shaping Gel Wyraźnie ujednij, wygładź oraz popraw kontur skóry ramion, ud, brzucha i pośladków.</p>		Body Conductor 		<p>Każdy obszar docelowy: 5 minut. Stosować trzy razy w tygodniu.</p>
<p>ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum Wzmocnij cienkie, pozbawione blasku włosy, odżywiając i pobudzając skórę głowy.</p>		Przystawka do skóry głowy Scalp Conductor 		<p>2-minutowa sesja. Stosować dwa razy dziennie – rano i wieczorem.</p>

*Wyniki uzyskane w 2020 r. podczas oceny przeprowadzonej przez niezależnych specjalistów na podstawie 4-tygodniowego losowego badania konsumenckiego in vivo metodą pojedynczo ślepej próby na 30 kobietach, które stosowały produkty wraz z urządzeniem trzy razy w tygodniu.

UWAGA: Ten przewodnik nie ma na celu przekazania wszystkich informacji niezbędnych do obsługi urządzenia lub wykonania zabiegu. Przed użyciem urządzenia ageLOC Galvanic Spa lub dodatkowych produktów zapoznaj się w całości z instrukcją obsługi. Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem ageLOC Galvanic Spa, jeśli masz wyjątkowo delikatną skórę, dolegliwości skórne, jeśli jesteś w ciąży, masz rozrusznik serca lub podobne urządzenie, chorujesz na padaczkę, nosisz metalowy aparat ortodontyczny lub masz metalowy implant. **NIE** stosować w przypadku wysypki, popękanych naczynek, w stanach zapalnych skóry ani na otwartych ranach. **NIE** stosować dłużej niż przez zalecany czas lub częstotliwość podane powyżej. To urządzenie kosmetyczne może nie być odpowiednie dla wszystkich użytkowników lub typów skóry. W przypadku reakcji alergicznej natychmiast przerwać stosowanie.