

# AGELOC BOOST™

Deja que tu piel luzca radiante con la más reciente innovación de Nu Skin. ageLOC Boost cuenta con una tecnología única de microcorriente de pulso variable y potentes ingredientes para iluminar y revitalizar visiblemente la piel. ¡Simplemente increíble!



## CONOCE AGELOC BOOST

Dile adiós a la piel con aspecto opaco y cansado y saluda a un cutis más radiante. Presentamos ageLOC Boost, un innovador dispositivo de belleza que ayuda a revelar lo mejor de la piel. Estamos hablando de tener un cutis visiblemente más radiante, con mayor volumen y revitalizado, con un brillo natural y un tono más uniforme. ageLOC Boost es fácil de usar (tan sólo dos minutos al día) y te brinda un impulso de belleza con cada uso.

### ¿POR QUÉ TE VA A ENCANTAR?

- Potencia la belleza natural de tu piel para que luzca más luminosa, con mayor volumen y vitalidad.
- Promueve la renovación celular, para un cutis de aspecto más radiante y juvenil.
- Brinda beneficios de luminosidad para una apariencia resplandeciente y vibrante.
- Ayuda a atenuar los signos de envejecimiento prematuro y prolonga un mejor aspecto de la piel.
- Brinda una exfoliación suave para revelar una piel visiblemente más tersa y luminosa.
- Hidrata, por lo que la piel se ve más suave y densa.

### ¿POR QUÉ TE VA A ENCANTAR AÚN MÁS?

- Cuenta con tecnología de microcorriente de pulso variable, pendiente de patente.
- Proporciona beneficios duraderos.
- Ofrece resultados similares a los de un spa en casa.
- ¡Siempre estarás lista para una selfie o una videollamada!
- Superfácil y rápido de usar (sólo dos minutos al día).
- Fácil de incluir en la mayoría de las rutinas de cuidado de la piel.
- La botella está orgullosamente hecha con un 15% de material posconsumo reciclado (PCR).

### ¿QUÉ LO ACTIVA?

- **Mezcla de luminosidad**—esta concentración de ingredientes promueve una piel más luminosa y de aspecto radiante.
- **Extracto de fruta de Caviar cítrico de lima**—ayuda a estimular la exfoliación y la regeneración celular para una piel visiblemente más suave y de tono uniforme.
- **Mezcla para volumen/densidad**— hidrata y suaviza mientras le da a la piel una apariencia más densa.
- **Mezcla ageLOC®**— tecnología exclusiva de Nu Skin que se enfoca en el origen del envejecimiento para ayudar a mantener una mejor apariencia.

### ¿QUÉ INCLUYE EL SISTEMA?

- 1 Dispositivo ageLOC Boost con cargador magnético
- 1 Activating Serum (suero activador)

### ¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE MICROCORRIENTE DE PULSO VARIABLE?

ageLOC Boost envía pulsos variables e intermitentes a la piel, ocho veces por segundo. Estos pulsos tienen una carga equilibrada, cambiando de positivo a negativo cada 2.4 segundos. ¿Por qué? Cuando se utiliza con el Activating Serum, la microcorriente optimiza y activa la piel para ayudarte a lucir un aspecto juvenil.

### AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM—AÑADE UN TOQUE DE VITALIDAD AL CUIDADO DE TU PIEL

Formulado para funcionar con el dispositivo, ageLOC Boost Activating Serum te ayudará a lograr un cutis radiante y de mejor aspecto. Contiene ingredientes eficaces que brindan luminosidad, una mezcla hidratante, un exfoliante suave y nuestra mezcla patentada ageLOC para enfocarse en los primeros signos del envejecimiento desde su origen. ¿El resultado? Una piel visiblemente más densa y con un aspecto radiante.

# AGELOC BOOST™

## ¿CÓMO USARLO?

ageLOC Boost es superfácil de usar y transforma tu piel de un "¡bah!" a algo brillante. Después de limpiar y aplicar la loción facial, trata una mitad de rostro durante un minuto con ageLOC Boost y ageLOC Activating Serum, después trata la otra mitad durante otro minuto. Y eso es todo, ¡estarás listo! Continúa con tu suero diario, humectante y protector solar. Notarás de inmediato que tu piel se siente más hidratada y suave. Considera que sólo debes usar ageLOC Boost Activating Serum con tu dispositivo ageLOC Boost ya que fue formulado científicamente para conducir la microcorriente de pulso variable.

## DISEÑO INTELIGENTE

Para proporcionar la mejor experiencia al usuario, creamos ageLOC Boost junto con la firma de diseño de renombre mundial y galardonada. El dispositivo tiene un diseño ergonómico, para un uso fácil y cómodo.

## MÁS INFORMACIÓN

### ¿Cuándo debo usar ageLOC Boost?

Puedes usar ageLOC Boost en cualquier momento. Sin embargo, recomendamos usarlo como parte de tu rutina de cuidado de la piel por la mañana, para que obtengas un impulso de belleza que durará todo el día.

### ¿Cómo se diferencia ageLOC Boost y ageLOC Galvanic Spa®?

Primero, ageLOC Boost puede usarse todos los días, mientras que ageLOC Galvanic Spa sólo dos o tres veces a la semana. La principal diferencia entre los dos dispositivos es que usan un tipo de corriente diferente: ageLOC Boost utiliza microcorriente de pulso variable exclusiva para optimizar la piel, lo que ayuda a tener un cutis radiante. ageLOC Galvanic Spa usa microcorrientes directas para suministrar productos de tratamiento para ayudar a reducir visiblemente los signos de envejecimiento.

### ¿Puedo usar ageLOC Boost en la ducha?

No debes usar ageLOC Boost en la ducha o el baño porque el dispositivo no es impermeable (resistente al agua). Además, es mejor usar el sistema después de la ducha porque el Activating Serum es un producto que no se enjuaga.

### ¿Cómo respalda ageLOC Boost el compromiso de Nu Skin de ser más sustentable?

El recipiente del ageLOC Boost Activating Serum está hecho con un 15% de material posconsumo reciclado (PCR), y los empaques del producto y del dispositivo están hechos de papel virgen. Verifica con tu localidad y recicla el recipiente y empaques cuando sea posible.

Al comprar ageLOC Boost, te unes a nosotros para dar un paso activo y comprometido para garantizar que el futuro sea brillante tanto para el planeta como para cada uno de nosotros. Visita [www.nuskin.com/sustainability](http://www.nuskin.com/sustainability) para conocer más y obtener más información sobre cómo reciclar.

### ¿Puedo usar cualquier producto con ageLOC Boost?

Para disfrutar de la mejor experiencia de tratamiento, sólo debes utilizar ageLOC Boost Activating Serum con tu dispositivo. Esto se debe a que formulamos científicamente el Activating Serum para conducir de manera óptima la exclusiva microcorriente de pulso variable.

### ¿Por qué necesito poner el suero activador en el cabezal de tratamiento del dispositivo en lugar de aplicarlo directamente sobre mi piel?

Las manos secas son imprescindibles cuando se usa el dispositivo, por lo que hemos desarrollado un protocolo de tratamiento que te permite dispensar el ageLOC Boost Activating Serum en el cabezal del dispositivo, para que tus manos permanezcan secas.

### ¿QUÉ CONTIENE?

Water (Aqua), Glycerin, Butylene Glycol, Dimethicone, Polyglyceryl-6 Distearate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium PCA, Jojoba Esters, Niacinamide, Polyglyceryl-6 Polyricinoleate, Phenoxyethanol, Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Sodium Acrylates Copolymer, Xanthan Gum, Chlorphenesin, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Beeswax, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Lecithin, Benzoic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Lactate, Mannitol, Microcitrus Australasica Fruit Extract, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Propanediol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Pancreaticum Maritimum Extract, Ergothioneine, Aminomethyl Propanol.

