

CZ



ageLOC® GALVANIC BODY SPA
Uživatelská příručka

ageLOC® Galvanic Body Spa

Vítáme vás ve světě luxusu a pohodlí, ve světě, ve kterém si vědecky pokročilé lázeňské účinky budete moci užít doma. Pro získání pokožky, která bude vypadat hladší, pevnější a štíhlejší, a napomůže tak k mladšímu vzhledu vašeho těla, si již nemusíte sjednávat schůzky.

Již desítky let používají lázeňští profesionálové a profesionálové z kosmetických salónů k osvěžení a povzbuzení pokožky jemné galvanické proudy, upravené podle potřeb zákazníků. Lázeňská ošetření již nejsou pouhou výsadou smetánky – můžete si je dopřát i vy jako součást vašeho pravidelného režimu péče o tělo a pleť, a to ve svém volném čase a v pohodlí vlastního domova.

Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa je ergonomicky navržen tak, aby následoval kontury vašeho těla. Jeho součástí jsou také samonastavitelné galvanické proudy a nový patentovaný vodivý povrch ageLOC®, který je navržen tak, aby zvýšil dodání ageLOC® do vaší pokožky. Nový pulsující galvanický proud také napomáhá při stimulaci pokožky a zvyšování proudění tělních tekutin, a tak vaši pokožku čistí a zanechává ji na dotek svěžejší, než kdy předtím.

Nyní můžete odhalit tajemství štíhlejší a pevněji vypadající pokožky a zažít výhody domácího lázeňského ošetření prostřednictvím ageLOC® Galvanic Body Spa.

Než začnete


Než začnete používat váš přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa, přečtěte si, prosím, následující upozornění:

1. Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa je určen k použití pouze na zdravou pokožku. Nepoužívejte na zanícenou nebo otevřenou ránu, pokud jste trpíte alergií na kovy nebo máte problematickou či přecitlivělou pokožku. Před použitím přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa se poraďte se svým lékařem, pokud jste v těhotná, používáte kardiostimulátor nebo podobný přístroj, trpíte epilepsií, máte kovové implantáty, nebo v případě nemoci.
2. ageLOC® Galvanic Body Spa nepoužívejte na obličej nebo jiné citlivé partie. Přístroj a přípravky jsou určeny k zevnímu použití a pouze na dané partie. V případě, že se vyskytne dlouhotrvající zarudnutí pokožky nebo nepřírozené podráždění, přestaňte výrobek okamžitě používat. Pokud tyto stavy přetrvávají, vyhledejte svého lékaře. Ukládejte mimo dosah dětí.
3. Noví uživatelé ageLOC® Galvanic Body Spa a lidé s citlivou pokožkou či s pokožkou náchylnou na alergie by vždy měli podle návodu produkt vyzkoušet na malé oblasti pokožky.
4. Produkt používejte pouze pro účely, které jsou popsány v Návodu pro rychlý start. Nepoužívejte déle než po doporučenou dobu nebo častěji než je uvedeno v této příručce.
5. Před prvním použitím odstraňte všechny ochranné fólie.
6. Tento přístroj obsahuje baterie. Abyste snížili riziko šoku, popálení, požáru či poranění: neponořujte přístroj do vody. Neumísťujte ani neskladujte tam, kde hrozí riziko pádu či vtažení přístroje do vany, sprchy, umyvadla nebo záchodové mísy. Nepracujte s přístrojem, pokud byl poškozen. Nepoužívejte přístroj jakýmkoliv způsobem, který není popsán v uživatelské příručce.
7. Před prvním použitím vašeho přístroje ageLOC® Galvanic Body Spa a doplňkových produktů si přečtěte celou uživatelskou příručku.

Pro správné nakládání s odpady spojenými s přístrojem ageLOC® Galvanic Body Spa a jeho baterií se ujistěte, že tak bude učiněno v souladu s platnými zákony nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení /baterií. Nelikvidujte jako všeobecný domácí odpad.

Váš ageLOC® Galvanic Body Spa obsahuje:


- 1 Látkový sáček
- 2 Návod pro rychlý start
- 3 Uživatelskou příručku v plném znění na CD-ROMu
- 4 Přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa (dvě baterie AAA jsou již vloženy)
- 5 Stojan na přístroj



2



1




5



*Produkty, navržené pro použití spolu s přístrojem ageLOC® Galvanic Body Spa, jsou prodávány zvlášť.

Váš přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa má následující součásti:


- 1 Displej
- 2 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- 3 Pochromované aktivátory
- 4 Prostor pro baterie (dvě baterie AAA jsou již vloženy)
- 5 Vodivý povrch ageLOC®



Ikony na displeji vašeho přístroje:

- 1 Indikátor stavu baterie – tato ikona se rozsvítí v okamžiku, kdy budou baterie slabé.
- 2 Kroužky ageLOC® - tato ikona svítí, když je přístroj v provozu.
- 3 Ikonka hodin a číslice 5 – tyto ikony indikují délku ošetření, která je 5 minut.

Poznámka: Před prvním použitím přístroje odstraňte všechny ochranné fólie.



Jak používat váš přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa?

Podsvícení: Podsvícení bude aktivní po celou dobu, kdy bude přístroj zapnut. V případě, že podsvícení bliká, znamená to buď ztrátu kontaktu přístroje s vaší pokožkou nebo nedostatek vlhkosti, která napomáhá optimální vodivosti. Chcete-li pokračovat ve vašem lázeňském ošetření, ujistěte se, že všechny kontaktní oblasti jsou řádně navlhčené, a obnovte kontakt s pokožkou.



Aplikace produktu: Naneste příslušný gel nebo ošetřující přípravek v hojném množství na oblast, na které provádíte ošetření.

Volba ošetření: Přístroj zapnete jedním stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Uprostřed displeje se objeví kroužky ageLOC® a doba ošetření 5 minut se objeví pod nimi. Chcete-li začít ošetření, jemně přiložte povrch nástavce k ošetřované oblasti, čímž se samočinně nastaví hladina proudu. Přístroj pípne jednou, dvakrát nebo třikrát na znamení, že se sám přizpůsobil vaší pokožce.



Aktivace galvanického proudu: Vaše navlhčená ruka se musí dotýkat pochromovaných aktivátorů, zatímco nástavec přichází do kontaktu s ošetřovanou oblastí. Ujistěte se, že všechny kontaktní oblasti jsou řádně navlhčené. Nezapomeňte, že všechny kontaktní body musí být vlhké, aby mohly optimálně vést galvanický proud.

Během ošetření: Přístroj bude pípát každých 10 vteřin na znamení, že je zapnutý a v provozu. Jakmile do konce ošetření zbývá 30 vteřin, přístroj bude pípát každých 5 vteřin až do konce ošetření.

Přerušení ošetření: Pro udržení galvanického proudu po celou dobu ošetření musíte udržovat vodivý povrch v kontaktu s ošetřovanou částí a ujistit se, že všechna kontaktní místa jsou řádně navlhčena. Přerušení kontaktu s ošetřovanou oblastí nebo pochromovanými aktivátory přeruší také proud a ošetření samotné. V takovém případě bude podsvícení displeje blikat a přístroj přestane pípát až do okamžiku, než bude obvod buď obnoven nebo se přístroj sám vypne po dvou minutách neaktivity.

Ukončení ošetření: Na konci ošetření z displeje zmizí hodiny a počet minut, ale kroužky ageLOC® zůstanou zobrazeny. Zároveň uslyšíte zvuk pro „ukončení ošetření“. Přejete-li si začít s dalším galvanickým ošetřením, zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a zahajte nový cyklus. Pro vypnutí přístroje zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.



ageLOC® Body Shaping Gel

Pro optimální výsledky používejte ageLOC® Body Shaping Gel spolu s přístrojem ageLOC® Galvanic Body Spa dvakrát až třikrát týdně, vždy ráno nebo večer, a to na nohou, pažích a/nebo na spodní část břišní oblasti. Předtím, než začnete ošetření pro tvarování těla, přečtěte si řádně následující pokyny.

1. Naneste ageLOC® Body Shaping Gel:

- Gel v bohatém množství naneste na oblast, kterou chcete ošetřit. Chcete-li ošetřit více oblastí, naneste gel nejdříve na tu oblast, kterou budete ošetřovat jako první.
- Zmáčkněte jednou tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Uprostřed displeje se objeví kroužky ageLOC®. Pod kroužky ageLOC® se také objeví doba ošetření 5 minut.
- Ujistěte se, že jsou vaše prsty nebo ruka řádně navlhčeny a jsou v kontaktu s pochromovaným aktivátorem.
- Přitiskněte výměnný nástavec k vaší pokožce – hladina proudu se sama nastaví.



2. Provedení ošetření s ageLOC® Body Shaping Gel

Nejdříve si řádně navlhčete prsty a dlaň vaší ruky vodou nebo přípravkem NaPCA Moisture Mist. Držte přístroj řádně navlhčenou rukou a ujistěte se, že se vaše prsty dotýkají pochromovaných aktivátorů. Ujistěte se, že se vaše prsty nedotýkají vodivého povrchu na spodní straně přístroje, neboť to přístroji nedovolí samonastavení na vaši pokožku v oblasti, kterou chcete ošetřit. Přiložte vodivý povrch k pokožce v místech, kde jste nanесли ageLOC® Body Shaping Gel. Uslyšíte jedno, dvě nebo tři pípnutí, protože nástroj automaticky nastavuje hladinu proudu, která nejvíce odpovídá typu vaší pokožky.



A. PRO POUŽITÍ NA NOHOU


Začněte jemně masírovat krouživými pohyby tam, kde byl nanesen produkt, přístrojem pohybujte nahoru a dolů podél stehna.

B. PRO POUŽITÍ V HORNÍCH ČÁSTECH PAŽÍ

Začněte jemně masírovat krouživými pohyby tam, kde byl nanesen produkt, a přístrojem pohybujte nahoru a dolů podél paže.

C. PRO POUŽITÍ NA SPODNÍ ČÁSTI BŘICHA

Začněte jemně masírovat krouživými pohyby tam, kde byl nanesen produkt, a přístrojem pohybujte nahoru podél spodní části břicha.



ageLOC® Body Shaping Gel (pokračování)

- 3. V případě, že během ošetření ztratíte kontakt s pochromovanými aktivátory**, jednoduše přizpůsobte držení přístroje a pokračujte v ošetření. Přístroj bude pípat každých 10 vteřin na znamení, že je zapnutý a v provozu. Jakmile do konce ošetření zbývá 30 vteřin, přístroj bude pípat každých 5 vteřin až do konce ošetření.
- 4. Ukončení ošetření**
 - a. Na konci ošetření přístroj zapípá jednou dlouze a následovně dvakrát krátce na znamení, že je ošetření u konce. Ikona hodin a doba ošetření zmizí a kroužky ageLOC® zůstanou na displeji po dobu 30 sekund. Z pokožky odstraňte přebývajícím produkt. Vlhkým ručníkem setřete zbývající produkt také z přístroje a vodivého povrchu, řádně osušte.
 - b. Chcete-li začít s dalším galvanickým ošetřením, zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a zahajte nový cyklus. Pro ošetření vybrané oblasti následujte výše popsanými kroky.
- 5. Pro ještě lepší přínosy** používejte také ageLOC® Dermatic Effects, a to každý den ráno a večer. Před použitím si řádně přečtěte návod pro ageLOC® Dermatic Effects.

Poznámka: 5 minut je doporučená doba ošetření na jednu oblast, nicméně nemusíte potřebovat celých 5 minut.

Důležité informace o údržbě a záruce

Návod pro výměnu baterií: Ve vašem přístroji ageLOC® Galvanic Body Spa jsou již vloženy dvě AAA baterie. Jsou-li baterie téměř vybité, na displeji se objeví indikátor stavu baterie. V takovém případě je potřeba baterie vyměnit.

Pro výměnu baterií zatlačte těsně nad krytem baterií. Pevně kryt uchopte a zatáhněte. Máte-li potíže s odstraněním krytu, použijte větší sílu a pevněji za kryt zatáhněte. Kryt se tak nakonec uvolní. Po odstranění krytu na baterie odstraňte také voděodolnou pojistku tím, že za ni zatáhnete směrem ven.

Návod pro čištění přístroje: Po ošetření odstraňte zbývající produkt z přístroje vlhkým hadříkem. Nepoužívejte silné chemické čisticí přípravky nebo rozpouštědla, neboť ta by mohla produkt poškodit. Řádně osušte. Uchovávejte na suchém místě. Nevystavujte extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti.

Pro správné nakládání s odpady spojenými s přístrojem ageLOC® Galvanic Body Spa a jeho baterií se ujistěte, že tak bude učiněno v souladu s platnými zákony nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení/baterií. Nelikvidujte jako všeobecný domácí odpad.

Omezená dvouletá záruka: Nu Skin® zaručuje, že přístroj ageLOC® Galvanic Body Spa nebude trpět vadou materialu a provedení po dobu dvou let od data doručení výrobku zákazníkovi. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku vlivem špatného použití či nehody. Pokud se na výrobku během dvouleté záruční lhůty objeví závada, obraťte se, prosím, na místní pobočku Nu Skin®, která vám zajistí výměnu výrobku.





Imp./İmportálja/ Импортёр/ Імпортёр:

Nu Skin Netherlands B.V. Marinus Dammeweg 61, 5928 PW Venlo, The Netherlands

HU: Nu Skin Eastern Europe Kft., Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest.

RO: Nu Skin Enterprises S.R.L., Str. Cobălcescu 46, 010196 Bucureşti.

RU: 125047 Россия, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4. Тел.: 8-800-700-19-84

TR: Nu Skin Cilt Bakımı Tic. Ltd. Şti. Ayazağa Mah. Meydan Sok. No:28 Beybi Giz Plaza Kat: 26, 34396 Maslak, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

©2012 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 84601. USA • www.nuskin.com



CE



www.nuskin.com