

FR



ageLOC® GALVANIC BODY SPA  
Manuel d'utilisation

## ageLOC® Galvanic Body Spa

Profitez du luxe et du confort de bénéficier des bienfaits d'un spa à la pointe du progrès à domicile. Plus besoin de prendre rendez-vous pour une peau visiblement plus fine, lisse et ferme qui donne une apparence jeune à votre corps.

Depuis des décennies, les professionnels des centres spa et des salons de beauté utilisent les courants galvaniques de faible intensité pour prodiguer des traitements personnalisés qui rafraîchissent et revitalisent la peau. Aujourd'hui, les soins de spa ne sont plus seulement destinés à l'élite. Vous pouvez les intégrer à votre régime de soins quotidien, quand vous le voulez, dans le confort de votre domicile.

Avec son design ergonomique, l'ageLOC® Galvanic Body Spa épouse parfaitement les courbes de votre corps. Il envoie un courant galvanique s'ajustant automatiquement et présente une nouvelle zone conductrice pour le corps ageLOC® brevetée conçue pour augmenter l'apport d'ingrédients ageLOC® à votre peau. Le nouveau courant galvanique à impulsions contribue également à stimuler la peau et à améliorer le mouvement des fluides pour purifier et laisser votre peau plus fraîche que jamais.

À présent, vous allez découvrir le secret d'une peau visiblement plus fine et plus ferme, et connaître les bienfaits d'un traitement spa à domicile avec l'ageLOC® Galvanic Body Spa.

## Avant de commencer


Veuillez lire les avertissements importants suivants avant d'utiliser l'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa :

1. L'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa est à utiliser uniquement sur une peau saine. NE PAS utiliser sur une plaie enflammée ou ouverte, si vous souffrez d'allergie au métal, ou si vous avez une peau à problèmes ou très sensible. Parlez-en à votre médecin avant d'utiliser l'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa si vous êtes enceinte, portez un pacemaker ou un appareil similaire, êtes épileptique, avez un implant métallique, ou en cas de maladie.
2. NE PAS utiliser l'ageLOC® Galvanic Body Spa sur le visage ou sur d'autres zones sensibles. L'appareil et les produits sont destinés à un usage externe sur les zones ciblées uniquement. Cessez immédiatement l'utilisation si des rougeurs persistantes ou une irritation anormale surviennent. Si ces problèmes persistent, consultez votre médecin. Garder hors de portée des enfants.
3. Les nouveaux utilisateurs de l'ageLOC® Galvanic Body Spa et ceux ayant une peau sensible ou à tendance allergique doivent tester le produit sur une petite surface de la peau avant de l'utiliser comme indiqué.
4. N'utilisez ce produit que pour son utilisation prévue, telle que décrite dans le Guide de démarrage rapide. NE PAS utiliser plus longtemps que la durée ou la fréquence recommandées dans ce Guide.
5. Retirez tous les films de protection avant de commencer.
6. Cet appareil possède des piles. Pour réduire tout risque de décharge électrique, de brûlure, d'incendie ou de blessure : ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Ne posez et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être poussé dans une baignoire, une douche, dans un lavabo ou dans des toilettes. Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il a été endommagé. N'utilisez pas l'appareil d'une manière qui ne serait pas décrite dans le manuel d'utilisation.
7. Veuillez lire tout le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa ou les produits associés.

Pour garantir le bon recyclage de l'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa et de ses piles, veuillez respecter la législation locale en matière de recyclage des appareils électriques et des piles. Ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

## Votre ageLOC® Galvanic Body Spa comprend :



- 1 Un étui de transport
- 2 Un guide de démarrage rapide
- 3 Un CD-ROM avec le manuel d'utilisation complet
- 4 Un appareil ageLOC® Galvanic Body Spa (avec deux piles AAA préinstallées)
- 5 Un socle pour l'appareil



2




1



\*Les produits destinés à être utilisés avec l'ageLOC® Galvanic Body Spa sont vendus séparément.

Votre appareil ageLOC® Galvanic Body Spa est composé de :


- 1 Écran d'affichage
- 2 Bouton On/Off
- 3 Activateurs chromés
- 4 Compartiment à piles (deux piles AAA préinstallées)
- 5 Surface conductrice ageLOC®



Votre écran présente les icônes suivantes :

- 1 Indicateur de batterie faible - cette icône s'allumera quand les piles seront presque vides.
- 2 Anneaux ageLOC® - cette icône apparaît quand l'appareil est allumé.
- 3 Horloge et numéro 5 – ces icônes apparaîtront pour indiquer la durée du traitement qui est de 5 minutes.

Remarque : Enlevez le plastique protecteur de l'appareil avant toute utilisation.



## Comment utiliser votre appareil ageLOC® Galvanic Body Spa

**Rétroéclairage :** Le rétroéclairage restera allumé tant que l'appareil est allumé. Si le rétroéclairage clignote, c'est soit parce que l'appareil n'est plus en contact avec votre peau, soit il n'y a plus assez d'humidité pour une conductivité optimale. Pour continuer votre traitement spa, assurez-vous que tous les points de contact soient humidifiés et que l'appareil soit en contact avec votre peau.



**Application du produit :** Appliquez le gel ou le produit de traitement approprié généreusement sur la zone à traiter.

**Sélectionner le traitement :** Pressez le bouton on/off une fois pour allumer l'appareil. Les anneaux ageLOC® apparaissent au milieu de l'écran et la durée du traitement de 5 minutes apparaît sous les anneaux ageLOC®. Afin de commencer le traitement, posez doucement la surface conductrice contre la zone de traitement pour que le niveau de courant s'ajuste automatiquement. L'appareil émettra 1, 2 ou 3 bips sonores indiquant qu'il a ajusté le courant à votre peau.



**Pour activer le courant galvanique :** Votre main humidifiée doit être en contact avec les activateurs chromés pendant que la surface conductrice est en contact avec la zone de traitement. Assurez-vous que tous les points de contact soient complètement humidifiés. N'oubliez pas que tous les points de contact doivent être humides afin de conduire le courant galvanique de manière optimale.

**Pendant le traitement :** L'appareil émet un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer qu'il est allumé et qu'il fonctionne. Lorsqu'il restera 30 secondes de traitement, les bips se feront toutes les 5 secondes jusqu'à la fin du traitement.

**Interruption du traitement :** Pour maintenir le courant galvanique jusqu'à la fin du traitement, vous devez garder la surface conductrice en contact avec la zone en cours de traitement et vous assurer que tous les points de contact soient humidifiés. Couper le contact avec la zone de traitement ou les activateurs chromés perturbera le courant et interrompra le traitement. Dans ce cas, le rétroéclairage clignote et l'appareil cesse d'émettre un signal sonore jusqu'au moment où le circuit est rétabli ou jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne après deux minutes d'inactivité.

**Fin du traitement :** À la fin du traitement, l'horloge et le nombre de minutes disparaissent, mais les anneaux ageLOC® restent à l'écran. Vous entendrez également le signal sonore indiquant la fin du traitement. Si vous souhaitez effectuer un autre traitement galvanique, appuyez sur le bouton on/off et recommencez un cycle. Pour éteindre l'appareil, appuyez simplement sur le bouton on/off à deux reprises.



## ageLOC® Body Shaping Gel

Pour des résultats optimaux, utilisez l'ageLOC® Body Shaping Gel avec votre ageLOC® Galvanic Body Spa deux à trois fois par semaine matin ou soir sur les jambes, les bras et/ou les abdominaux inférieurs. Lisez attentivement ces instructions avant de commencer votre traitement avec l'ageLOC® Body Shaping Gel.

### 1. Appliquez l'ageLOC® Body Shaping Gel :

- Étalez le gel généreusement sur la zone à traiter. Si vous souhaitez traiter plus d'une zone, appliquez le gel uniquement sur la zone qui sera traitée immédiatement.
- Appuyez sur le bouton on/off une fois. Les anneaux ageLOC® apparaîtront au milieu de l'écran. Le temps de traitement de 5 minutes apparaîtra également sous les anneaux ageLOC®.
- Assurez-vous que vos doigts ou votre main soient humidifiés correctement et en contact avec la surface de l'activateur chromé.
- Mettez la tête conductrice contre votre peau pour que le courant s'adapte automatiquement.



### 2. Réalisez le traitement avec l'ageLOC® Body Shaping Gel

Tout d'abord, humidifiez bien vos doigts et votre paume avec de l'eau ou le NaPCA Moisture Mist. Tenez l'appareil de la main humidifiée en vous assurant que vos doigts soient en contact avec les activateurs chromés. Assurez-vous que vos doigts ne soient pas en contact avec la surface conductrice située en dessous de l'appareil, sinon celui-ci ne pourra s'adapter automatiquement à la peau de la zone concernée. Mettez la surface conductrice au contact de votre peau à l'endroit où vous avez appliqué l'ageLOC® Body Shaping Gel. Vous entendrez un, deux ou trois signaux sonores lorsque l'appareil aura adapté l'intensité des courants à votre type de peau.

**A. POUR UNE UTILISATION SUR LES JAMBES**

Commencez un léger massage à l'endroit où le produit a été appliqué, dans un mouvement circulaire de bas en haut et de haut en bas sur la cuisse.

**B. POUR UNE UTILISATION SUR LE HAUT DU BRAS**

Commencez un léger massage à l'endroit où le produit a été appliqué, dans un mouvement circulaire de bas en haut puis de haut en bas sur le haut du bras.

**C. POUR UNE UTILISATION SUR LES ABDOMINAUX INFÉRIEURS**

Commencez un léger massage à l'endroit où le produit a été appliqué, dans un mouvement circulaire de bas en haut sur les abdominaux inférieurs.



## ageLOC® Body Shaping Gel

**3. Si vos doigts ne sont plus en contact avec les activateurs chromés** au cours du traitement, ajustez votre manière de tenir l'appareil et reprenez le traitement en cours. L'appareil émet un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer que l'appareil est allumé et qu'il fonctionne. Lorsqu'il reste 30 secondes de traitement, les bips se font toutes les 5 secondes jusqu'à la fin du traitement.

### **4. Terminer un traitement**

- a. À la fin de votre traitement, l'appareil émet un long signal sonore suivi de deux bips, indiquant que le traitement est terminé. L'horloge et la durée du traitement disparaîtront et les anneaux ageLOC® disparaîtront de l'écran après 30 secondes d'inactivité. Enlevez l'excès de produit de votre peau. À l'aide d'une serviette humide, nettoyez l'appareil et la surface conductrice pour éliminer les résidus de produit et séchez-les complètement.
- b. Si vous souhaitez effectuer un autre traitement galvanique, appuyez sur le bouton on/off et recommencez un cycle. Suivez les instructions ci-dessus selon la zone que vous voulez traiter.

**5. Pour encore plus de bienfaits**, utilisez l'ageLOC® Dermatic Effects tous les jours matin et soir. Lisez toutes les instructions d'utilisation de l'ageLOC® Dermatic Effects avant utilisation.

**Remarque :** La durée de traitement recommandée est de 5 minutes pour une zone, mais il se peut que vous n'ayez pas besoin des 5 minutes.

## Informations importantes d'entretien et de garantie

**Instructions pour changer les piles :** Votre ageLOC® Galvanic Body Spa est équipé de deux piles AAA. Lorsqu'elles seront presque vides, l'indicateur de batterie faible apparaîtra à l'écran. Dans pareil cas, installez deux nouvelles piles AAA.

Pour remplacer les piles, poussez légèrement sur le couvercle du compartiment à piles. Attrapez le couvercle et tirez fermement. Si le couvercle est difficile à retirer, appuyez plus fermement sur l'appareil et tirez plus fort sur le couvercle. Le couvercle finira par se dégager du compartiment. Quand vous enlevez le couvercle du compartiment à piles, veillez à enlever le capuchon étanche en tirant sur l'embout.

**Instructions pour le nettoyage de votre appareil :** Après le traitement, utilisez un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de l'appareil. N'utilisez ni produit d'entretien chimique ni solvant car ils pourraient endommager l'appareil. Séchez avec soin. Conserver dans un endroit sec. Ne pas exposer à des températures extrêmes ou à une forte humidité.

Pour garantir le bon recyclage de l'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa et de ses piles, veuillez respecter la législation locale en matière de recyclage des appareils électriques et des piles. Ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

**Garantie limitée de deux ans :** Nu Skin® garantit, pendant deux ans à compter de la date de livraison au client, que l'ageLOC® Galvanic Body Spa ne présente aucun défaut de matériel ni de fabrication. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant d'un mauvais usage du produit ou d'un accident. Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la garantie, veuillez appeler votre bureau local Nu Skin® afin de procéder au remplacement.





Imp./Importálja/ Импортёр/ Импортёр:

Nu Skin Netherlands B.V. Marinus Dammeweg 61, 5928 PW Venlo, The Netherlands

**HU:** Nu Skin Eastern Europe Kft., Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest.

**RO:** Nu Skin Enterprises S.R.L., Str. Cobălcescu 46, 010196 Bucureşti.

**RU:** 125047 Россия, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4. Тел.: 8-800-700-19-84

**TR:** Nu Skin Cilt Bakımı Tic. Ltd. Şti. Ayazağa Mah. Meydan Sok. No:28 Beybi Giz Plaza Kat: 26, 34396 Maslak, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

©2012 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 84601. USA • [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)



CE



[www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)