



age**LOC**<sup>TM</sup>  
*boost*<sup>TM</sup>  
MANUAL DE UTILIZARE

## CUPRINS

CUPRINS	3
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ, ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII	4
ÎNAINTE DE A ÎNCEPE	6
ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI AGELOC BOOST	6
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	8
CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI TĂU AGELOC BOOST	12
DEPANARE	13
ARUNCAREA DISPOZITIVULUI	13
MENȚINERE	14
INFORMAȚII DESPRE ÎNLOCUIRE ȘI GARANȚIE	15
BREVETE	15
DEFINIȚII ALE SIMBOLURILOR	15

## CUPRINS


1 Dispozitiv ageLOC Boost
1 Ghid pentru Start Rapid
1 Încărcător Magnetic
1 Capac Protecție Suprafață Conductoare ageLOC Boost Activating Serum, creat pentru a fi folosit cu dispozitivul ageLOC Boost, este comercializat separat.
















## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ, ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII

ageLOC Boost și încărcătorul magnetic sunt testate la presiuni similare altitudinii de 4000 m.

Acest dispozitiv conține baterii care nu pot fi înlocuite.

 **ATENȚIONARE:** Pentru reîncărcare bateriei, folosește doar Încărcătorul Magnetic furnizat cu acest dispozitiv.

-  Dispozitivul ageLOC Boost este destinat utilizării numai pe piele sănătoasă. A nu se folosi în cazul în care ai răni deschise, dacă ai o predispoziție la acnee rozacee, alergii la metale, o piele dificilă sau extrem de sensibilă. Consultă medicul înainte de a utiliza dispozitivul, dacă ești însărcinată, dacă ai un pacemaker sau un dispozitiv similar, dacă suferi de epilepsie, dacă porți un aparat dentar din metal, dacă ai un implant din metal sau în caz de boală.
-  ageLOC Boost a fost creat pentru a fi folosit de către adulți. Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe și copiii cu vârsta peste 16 ani pot utiliza dispozitivul dacă beneficiază de supraveghere sau de instruire cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați pentru a te asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii.
-  A nu se aplica direct pe buze, ochi sau pleoape. Dispozitivul și Activating Serum sunt destinate doar uzului extern. Dacă observi inflamații, roșeață prelungită sau iritații anormale, încetează imediat utilizarea și consultă un medic dacă este necesar. Noii utilizatorii ai ageLOC Boost și cei cu pielea sensibilă sau predispuși la alergii trebuie întotdeauna să testeze produsul pe o mică porțiune de piele înainte de a-l folosi conform indicațiilor.
-  Pentru a reduce riscul de șoc, arsuri, foc sau vătămare corporală, nu introdu complet dispozitivul în apă. Nu plasa sau depozita dispozitivul în locuri din care poate să cadă sau poate fi tras în cadă, cabina de duș, chiuvetă sau toaletă.

-  Verifică regulat dispozitivul pentru daune; pentru a evita rănirea nu folosi niciodată dispozitivul dacă prezintă daune sau este stricat.
-  ageLOC Boost conține o baterie litiu-polimer, ce nu poate fi înlocuită. Pentru a preveni posibilitatea de explozie, nu expune dispozitivul la căldură. Nu depozita dispozitivul în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, foc sau aerisiri. Consultă compania aeriană înainte de a zbura sau a trimite prin transport aerian acest dispozitiv.
-  Bateriile reîncărcabile, precum cele folosite în ageLOC Boost, trebuie să aibă o încărcătură minimă pentru a funcționa corespunzător. Pentru o durată de viață optimă a bateriei recomandăm încărcarea dispozitivului de fiecare dată când nivelul bateriei este scăzut și evitarea păstrării dispozitivului fără a fi folosit timp de mai multe luni.
-  Reține că ageLOC Boost se încarcă prin încărcare inductivă. Folosește întotdeauna încărcătorul furnizat pentru încărcare. Nu încerca să încarci dispozitivul folosind orice alt încărcător inductiv. Dacă este deteriorat ia legătura cu Serviciul de Suport Nu Skin.
-  Nu încarca dispozitivul în baie sau în apropierea apei.
-  Nu folosi produse chimice sau abrazive dure pe dispozitivul ageLOC Boost.
-  Nu lăsa dispozitivul ageLOC Boost într-un mediu prea cald sau prea rece pentru perioade lungi de timp. Depozitează-l într-un spațiu interior.
-  Plasează întotdeauna dispozitivul pe o suprafață rezistentă la căldură, stabilă și plată mai ales în timpul încărcării.
-  Folosește ageLOC Boost doar conform instrucțiunilor și nu îl folosi pe pielea lezată sau pe semne în relief. Nu folosi ageLOC Boost pentru timp mai îndelungat sau mai frecvent decât timpul de aplicare indicat în instrucțiunile de utilizare. Curăță regulat mânerul.

## ÎNAINTE DE A ÎNCEPE


 Te rugăm să citești toate informațiile tehnice și de siguranță înainte de operarea ageLOC Boost.

## ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI TĂU AGELOC BOOST™

Înainte de prima utilizare încarcă complet dispozitivul ageLOC Boost.


Înainte de încărcare asigură-te că atât dispozitivul cât și încărcătorul magnetic sunt complet uscate.

Plasează dispozitivul pe încărcătorul magnetic (în poziția corectă, vezi diagrama). Asigură-te că magnetii se fixează pe poziție. Conectează cablul USB la o sursă de alimentare.



Încarcă complet dispozitivul ageLOC Boost.


Când începe încărcarea, ageLOC Boost va vibra o dată și bara cu lumină LED se va lumina treptat - indicând faptul că dispozitivul se încarcă și afișează nivelul curent al bateriei.



După două minute, bara de lumină se va stinge și se va aprinde pentru a indica nivelul curent al bateriei. De îndată ce dispozitivul este complet încărcat, luminile nu se vor mai stinge și aprinde, iar bara LED va rămâne luminată ușor.



ageLOC Boost se încarcă folosind un încărcător inductiv. Folosește întotdeauna încărcătorul furnizat pentru a încărca dispozitivul. Nu încerca să încarci dispozitivul folosind orice alt încărcător inductiv. Dacă este deteriorat ia legătura cu Serviciul de Suport Nu Skin.




## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Folosește ageLOC Boost™ ca parte a rutinei tale de îngrijire a pielii de dimineață, după curățare și tonifiere.


TE RUGĂM NU UITA: ageLOC Boost a fost special conceput pentru a fi folosit împreună cu ageLOC Boost Activating Serum. Pentru siguranța și confortul tău, nu recomandăm utilizarea dispozitivului cu niciun alt produs decât Activating Serum.

### TIMP DE APLICARE


O aplicare constă în două (2) aplicări de două minute pe fiecare jumătate de față. După un minut, ageLOC Boost va face o scurtă pauză pentru a-ți permite să aplici mai mult ageLOC Boost Activating Serum pe suprafața conductoare înainte de a începe să te ocupi de a doua jumătate a feței.




**PASUL 1** Pornește dispozitivul glisând cu degetul în sus pe întreaga lungime a suprafeței tactile. Luminile se vor aprinde.





**PASUL 2** Eliberează trei doze de ageLOC Boost Activating Serum pe suprafața conductoare a dispozitivului. Folosind dispozitivul, întinde uniform Activating Serum pe jumătate de față.



**PASUL 3** Începe aplicarea glisând cu degetul în sus pe întreaga lungime a suprafeței tactile. Dispozitivul va vibra ușor indicând că aplicarea este în desfășurare. Plasează suprafața conductoare pe față și începe aplicarea pe piele folosind mișcări lente ascendente, spre exterior timp de un minut.




**PASUL 4** După încheierea aplicării de un minut, dispozitivul va face automat o pauză. Eliberează încă trei doze de ser pe suprafața conductoare a dispozitivului și întinde uniform pe cealaltă jumătate a feței. Glisează în sus pe întreaga lungime a suprafeței tactile. Dispozitivul va continua vibrând ușor. Continuă folosind mișcări lente ascendente, spre exterior pentru minutul rămas.



**PASUL 5** Dispozitivul se va opri automat după încheierea unui ciclu complet a aplicare. După ce aplicarea este încheiată masează în piele serul rămas și continuă cu rutina ta zilnică pentru îngrijirea feței.

**PENTRU O PAUZĂ ÎN APLICARE** În orice moment, trebuie doar să glisezi în jos pe întreaga lungime a suprafeței tactile. Pentru a relua glisează în sus pe întreaga lungime a suprafeței tactile.




**OPRIREA MANUALĂ A APLICĂRII** În timpul utilizării, poți opri dispozitivul oricând glisând de două ori în jos pe întreaga lungime a suprafeței tactile.



**REȚINE:** ageLOC Boost a fost conceput să alunece ușor pe suprafața pielii în timpul utilizării și nu trebuie ținut într-un singur loc. Dacă observi roșeață prelungită sau iritații anormale, încetează imediat utilizarea și consultă un medic dacă este necesar.

## CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI TĂU AGELOC BOOST

ageLOC Boost trebuie curățat conform acestor instrucțiuni după fiecare utilizare pentru a evita acumularea de reziduuri. După fiecare aplicare limpește suprafața conductoare a dispozitivului ageLOC Boost sub jet de apă pentru a îndepărta restul de produs rămas și eventualele impurități. Ștergeți bine dispozitivul până este uscat cu un prosop curat. A se depozita într-un loc uscat.



## DEPANARE

**PIERDEREA CONDUCTIVITĂȚII ÎN TIMPUL UTILIZĂRII:** Dacă conductivitatea microcurentului este pierdută temporar, lumina LEDa dispozitivului va pulsa seturi continue de 5 flash-uri asociate cu 5 vibrații intense. Dacă acest lucru se întâmplă, aplică mai mult ageLOC Boost Activating Serum pe suprafața conductoare a dispozitivului. Glisează pe suprafața tactilă pentru a relua aplicarea.


**DISPOZITIVUL NU RĂSPUNDE:** Glisează încet în sus din partea de jos a dispozitivului pe întreaga lungime a suprafeței tactile. Dacă dispozitivul tot nu răspunde, încarcă-l complet și încearcă din nou. Dacă dispozitivul totuși nu răspunde, contactează Echipa de Suport Nu Skin.

**NIVEL SCĂZUT AL BATERIEI:** Partea inferioară a dispozitivului va deveni arămie. Încarcă dispozitivul.

**NIVEL FOARTE SCĂZUT AL BATERIEI:** Lumina arămie din partea inferioară a dispozitivului ageLOC Boost va pulsa în mod repetat când utilizatorul încearcă să pornească aplicația. Aceasta indică nivelul insuficient al bateriei pentru efectuarea unei aplicări, iar dispozitivul se va stinge. Încarcă dispozitivul.

## ARUNCAREA DISPOZITIVULUI

Trebuie să arunci ageLOC Boost corect, conform reglementărilor și legislației locale. ageLOC Boost conține componente electronice și o baterie litiu polimer, care trebuie aruncate separat de deșeurile casnice. Când dispozitivul ageLOC Boost ajunge la sfârșitul perioadei de utilizare, ia legătura cu departamentul local pentru deșeuri pentru a afla despre cum trebuie aruncat corect și despre opțiunile de reciclare.



## MENȚINERE

Nu încerca să repara singur dispozitivul. Aceasta va duce la anularea garanției. Nu există părți interne ce pot fi reparate de către utilizator.

Nu livra dispozitive deteriorate pe cale aeriană.

## INFORMAȚII TEHNICE

### ageLOC Boost

Randament Maxim:


5 V, 250  $\mu$ A, 0.414 Hz

 IP25

 Folosește pentru încărcare doar Încărcătorul Magnetic ageLOC Boost.

În cazul în care acesta este stricat ia legătura cu Serviciul de Suport Nu Skin.

### Încărcător magnetic ageLOC Boost

Intrare: 5 V  = 500 mA

 IP22

Compatibilitate Electromagnetică: Respectă cerințele Directivei EMC 2014/30/EU

Siguranță: Respectă cerințele Directivei pentru voltaj scăzut 2014/35/EU

Greutatea dispozitivului împreună cu bateria: 69,5 g







## INFORMAȚII DESPRE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE ȘI GARANȚIE

**TERMEN DE GARANȚIE LIMITAT, DE DOI ANI:** Nu Skin® garantează faptul că dispozitivul nu va prezenta defecte de material sau de manufactură pe o perioadă de doi ani de la data livrării către tine. Această garanție nu acoperă defecțiunile produsului datorate utilizării necorespunzătoare sau accidentelor. Dacă produsul prezintă defecțiuni în perioada de garanție de doi ani, te rugăm să contactezi telefonic Serviciul local de Asistență Nu Skin® pentru a programa depanarea sau înlocuirea dispozitivului. Este posibil să îți se solicite prezentarea unei chitanțe de vânzare care să includă data livrării. Nu Skin® își rezervă dreptul de a verifica dispozitivul. Această garanție nu afectează drepturile tale legale specifice țării de achiziție, astfel de drepturi rămânând protejate. Această garanție este valabilă în Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit.

## BREVETE

Numeroase brevete SUA și Internaționale în așteptare.

## DEFINIȚII ALE SIMBOLURILOR

Simbol	Definiție
	Atenționare
	Consultă Manualul Utilizatorului
	Aruncă Bateriile Corect Conform Zonei Tale
	Dispozitiv Clasa III alimentat cu o sursă de voltaj separat, foarte redus (SELV)
	Încarcă doar cu încărcătorul dedicat
	Curent Direct





**NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgium**

Importat de/Импортер/Импортер:

**RU** ООО "Нью Скин Энтерпрайзис РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

**UA** ТОВ "Ню Скін Энтерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

**ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, Africa de Sud.

Fabricat în China

[www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021