



# LumiSpa™



## VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

¿Estás listo para el sistema único de doble acción para el cuidado de la piel que brinda una renovación notable de la piel y una limpieza profunda en un solo tratamiento? Desarrollado en conjunto con un dermatólogo certificado, ageLOC LumiSpa está inspirado en estudios de la producción de proteínas de la piel. Con su cabezal para masaje de silicona suave, ageLOC LumiSpa se mueve con una frecuencia precisa para ayudar a promover la renovación de la piel, revelando una piel más tersa y suave después de tan solo un uso.

LumiSpa limpia suave, pero profundamente, la suciedad, grasa, maquillaje y células muertas gracias a su acción patentada de rotación inversa que reduce el tamaño de los poros. LumiSpa deja la piel más tersa y más limpia, reduciendo, a su vez, la apariencia de los poros. Esta experiencia de limpieza en tu piel de LumiSpa te dejará listo para seguir con tu rutina. Experimenta una piel más luminosa, más suave y más tersa, así como un delicioso masaje facial. Simplemente reserva dos minutos dos veces al día para disfrutar de una piel más saludable en tan sólo dos semanas.

## DIRIGIDO A

ageLOC LumiSpa está recomendado para adultos preocupados por el cuidado de la piel que buscan maneras de minimizar los signos visibles de la edad o que desean mantener y promover una piel limpia y radiante.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Dispositivo**—ageLOC LumiSpa es un aparato personal contra agua, recargable y portátil para el cuidado de la piel. Usado en conjunto con los geles de limpieza faciales LumiSpa especialmente formulados, cuidan y al mismo

tiempo, dan limpieza al rostro.

- **Cabezales de LumiSpa**—LumiSpa presenta tres cabezales: **NORMAL**, **FIRME**, y **SUAVE**. Su superficie de sili-cona suave no abrasiva contiene plata antimicrobiana y es más higiénico que los cepillos que comúnmente se usan con otros equipos. Su diseño sofisticado ayuda a maximizar la eficacia del producto al mismo tiempo que hace que la piel se vuelva más receptiva a los productos que posteriormente se le apliquen.
- **Programas de Limpieza**—ageLOC LumiSpa presenta cuatro opciones de programas de limpieza diseñados para diferentes tipos de piel: piel seca, piel normal/mixta, piel grasa y piel sensible. Estos productos están formulados usando la mezcla patentada de ingredientes ageLOC de Nu Skin. Diseñados de manera óptima para su uso con LumiSpa, está comprobado que éstos maximizan los beneficios de limpieza y perfeccionamiento de la piel del cepillo dermolimpiador, revelando una piel de aspecto limpio a profundidad, radiante y fresco.

## BENEFICIOS

- Brinda beneficios instantáneos de modo que la piel se sienta más suave y más tersa después de un solo uso.
- Ayuda al proporcionar siete beneficios para la piel: renovación, suavidad, luminosidad, un aspecto renovado, limpieza profunda, minimiza la apariencia de los poros y piel fresca.
- Los beneficios de LumiSpa se intensifican con el tiempo cuando se usa de manera constante durante dos minutos dos veces al día.
- Al usarlo por la mañana, LumiSpa ayuda a despertar la energía a la piel para lucir un cutis más fresco, más terso y radiante.
- Al usarlo por la noche, LumiSpa limpia profundamente la piel, ayudando a obtener un masaje en el cutis y

eliminar las impurezas y contaminantes acumulados durante el día.

- Ayuda a remover las células muertas, promoviendo una renovación dinámica de la piel y mejorando su luminosidad y tersura.
- Los cabezales del cepillo de silicona suave son más higiénicos, menos abrasivos y más fáciles de limpiar que los cabezales de cerdas encontrados actualmente en el mercado.
- Proporciona una piel de aspecto más luminoso, radiante y fresco en tan sólo dos semanas.
- Es lo suficientemente suave para usarse dos veces al día.
- Su acción de barrido única elimina las células sueltas al mismo tiempo que reduce la apariencia de los poros.
- Va más allá de la limpieza para brindar una rutina de exfoliación de la piel a través de su diseño patentado de rotación inversa.
- Ayuda a reducir la apariencia de los poros visibles.
- No reseca la piel, sino que mantiene su balance natural de humectación, al mismo tiempo que la limpia.
- Retira suavemente las impurezas, maquillaje, suciedad y contaminantes sin irritar la piel.
- Formulado con la mezcla patentada de ingredientes ageLOC de Nu Skin para enfocarse en las fuentes del envejecimiento.

## USO

Para óptimos resultados, usa ageLOC LumiSpa por dos minutos dos veces al día como tu paso de limpieza. Por las mañanas y noches, úsalo con los limpiadores faciales ageLOC LumiSpa. Enseguida continua con tu loción tonificadora, gel facial y humectante de tu preferencia.

## GELES LIMPIADORES AGELOC® LUMISPA™

ageLOC LumiSpa presenta cuatro opciones de limpieza diseñados para diferentes tipos de piel: seca, normal/mixta, grasa y sensible. Estos productos contienen la mezcla patentada de ingredientes ageLOC de Nu Skin que se enfocan en las fuentes del envejecimiento y están formulados para mantener una piel de aspecto fresca, luminosa y radiante. Los geles de limpieza facial ageLOC están específicamente formulados para permitir una amortiguación, limpieza e interacción precisas con la piel, optimizando la efectividad de la acción del cabezal patentado de LumiSpa.

## INGREDIENTES CLAVE DE LOS GELES DE LIMPIEZA FACIAL AGELOC® LUMISPA™

- **Gel Dermolimpiador ageLOC LumiSpa—Grasa** contiene extracto de Knotweed japonés (raíz de *Polygonum Cuspidatum*) y Miristil PCA que ayudan a reducir la producción de grasa y aliviar la piel, así como

Extracto de Jugo de Granada (*Punica Granatum*) y Carnosina que brindan protección antioxidante.

- **Gel Dermolimpiador ageLOC LumiSpa—Normal/Mixta** contiene Aceite de Cardo Mariano (*Silybum Marianum Seed*), Extracto de Laver Púrpura (*Porphyra Umbilicalis*) y Extracto de *Nannochloropsis Oculata* que ayudan a mantener la barrera de humectación natural de la piel, así como Extracto de Rododendro (*Ferrugineum*) que brinda protección antioxidante.
- **Gel Dermolimpiador ageLOC LumiSpa—Seca** contiene Lactato de Sodio, PCA de Sodio, Glicina, Fructosa, Niacinamida e Inositol que ayudan a proteger la humectación natural de la piel, Escualeno que ayuda a mantener la barrera de humectación natural de la piel y Saliciloil Fitoesfingosina para aliviar la piel.
- **Gel Dermolimpiador ageLOC LumiSpa—Sensible** es nuestra fórmula más suave. Es una crema en gel color rosa formulada con un sistema surfactante suave, el cual crea muy poca espuma. Contiene Extracto de Granos de Avena Sativa (*Avena*), Extracto de Corteza de Pinus tabulaeformis (el cual contribuye al color rosado) y Bisabolol que ayuda a calmar y aliviar la piel delicada. La Alantoína ayuda a acondicionar la piel.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- **ageLOC Galvanic Spa/Nu Skin Facial Spa—ageLOC Galvanic Spa** usa corrientes directas/galvánicas para ayudar a mejorar el aspecto de tu tez e incrementar la luminosidad de la piel. **Nu Skin Facial Spa** usa micro corrientes para ayudar a estimular y tonificar la piel. Usa **Galvanic Spa** o **Facial Spa** dos a tres veces por semana junto con tu tratamiento diario de ageLOC LumiSpa para ayudar a mejorar los resultados.
- **ageLOC Me®**—Crea un enfoque totalmente nuevo hacia el cuidado personalizado de la piel para ayudar a reducir la aparición de los signos del envejecimiento. Brillante y a la vez sencillo de usar, ageLOC Me proporciona cinco poderosos productos personalizados de entre casi 2,000 combinaciones de regímenes posibles, entregándote un cuidado optimizado y simplificado justo para ti.
- **Tru Face® Line Corrector**—Se enfoca en los signos del envejecimiento gracias a los péptidos pro-colágeno que ayudan a suavizar las líneas moderadas a profundas alrededor de la boca, ojos y frente. Los científicos saben que los péptidos tienen la capacidad de enviar señales productoras a la producción de colágeno, promoviendo así una piel de mejor aspecto.
- **ageLOC® Tru Face® Essence Ultra**—Formulado con el poder de Ethocyn®\* y la revolucionaria ciencia contra los

signos del envejecimiento de Nu Skin para enfocarse en las fuentes que causan la pérdida de firmeza. Deja atrás la piel con falta de tonicidad y disfruta de una piel de aspecto más firme hoy y en el futuro con ageLOC Tru Face Essence Ultra.

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿Cómo funciona ageLOC LumiSpa?

Con su cabezal de silicona suave, la tecnología patentada Micropulse Oscillation (Oscilación por Micropulsaciones) de ageLOC LumiSpa permite al equipo moverse con una frecuencia precisa para promover la renovación de la piel, revelando una piel más tersa y más suave después de tan solo un uso. Al mismo tiempo, LumiSpa elimina suave, pero profundamente, la suciedad, grasa, maquillaje y contaminantes gracias a su acción de rotación inversa patentada y de limpieza de poros, dejando tu piel más tersa y limpia mientras reduce la apariencia de los poros.

### ¿Cuáles son los principales factores de diferenciación de ageLOC LumiSpa?

Hay tres factores clave de diferenciación de ageLOC LumiSpa:

1. A diferencia de los dispositivos de limpieza disponibles actualmente en el mercado, los cuales presentan cepillos abrasivos o cabezales con cerdas, ageLOC LumiSpa contiene un cabezal de tratamiento de silicona suave y más higiénico que no daña la piel, ni tampoco levanta las células de piel.
2. ageLOC LumiSpa contiene la tecnología patentada Micropulse Oscillation (Oscilación por Micropulsaciones) que cuida la piel para tratarla y limpiarla más efectivamente, así como proporcionar mejores beneficios de renovación de la piel.
3. ageLOC LumiSpa es un equipo de doble acción que te hará ahorrar tiempo, ya que brinda simultáneamente un tratamiento superior de cuidado de la piel, junto con beneficios de limpieza profunda.

### ¿Cuál es la razón del nombre?

“Lumi” significa luminoso y enfatiza los beneficios iniciales que el uso del cepillo dermolimpiador y los productos tendrán en tu piel. “Spa” refuerza el hecho de que el equipo, los cabezales de tratamiento y los tratamientos de limpieza brindarán resultados con calidad de spa cada vez que los uses.

### ¿Cómo sabré qué cabezal de tratamiento ageLOC LumiSpa es el correcto para mí?

Puedes seleccionar tu cabezal de tratamiento ageLOC LumiSpa con base en tu tipo de piel y sus necesidades. El

cabezal para tratamiento Normal remueve las impurezas y purifica la piel, brindando una experiencia suave, ideal para piel sensible, seca y normal a mixta. El cabezal de tratamiento Firme exfolia la piel para una limpieza más profunda, ideal para pieles grasas.

### ¿Cuánto tiempo durará mi cabezal de tratamiento?

Recomendamos que reemplaces tu cabezal de tratamiento cada tres meses para asegurar que tu piel reciba los beneficios óptimos de manera constante.

### ¿Cómo trabaja ageLOC LumiSpa con los tratamientos de limpieza?

Los geles de limpieza facial fueron desarrollados específicamente para usarse con ageLOC LumiSpa. Están diseñados para trabajar sinérgicamente con un movimiento de rotación inversa de los cabezales para optimizar la distribución de los ingredientes en la piel, al mismo tiempo que la limpian y exfolian para promover una apariencia más radiante y fresca.

### ¿Cuánto debe durar el tratamiento de limpieza?

Un tratamiento de limpieza debe durar 30 días.

### ¿Existen patentes para el ageLOC LumiSpa?

Sí, hay múltiples patentes emitidas y pendientes para ageLOC LumiSpa y para la tecnología Micropulse Oscillation (Oscilación por Micropulsaciones).

### ¿Necesito usar los geles de limpieza facial ageLOC LumiSpa con el dispositivo ageLOC LumiSpa o puedo usar otras fórmulas de tratamiento o limpiadores con éste?

Los geles de limpieza facial ageLOC LumiSpa han sido formulados específicamente para su uso con el dispositivo ageLOC LumiSpa. Éstos permiten una amortiguación, limpieza e interacción precisos con la piel, optimizando la efectividad de la acción de los cabezales de tratamiento patentados de LumiSpa. Otros productos podrían no ofrecer la suavidad necesaria para cuidar la piel.

### ¿Qué diferencia a ageLOC LumiSpa de ageLOC® Galvanic Face Spa®?

ageLOC LumiSpa brinda un tratamiento y limpieza dos veces al día y debe usarse como parte de tu régimen regular para el cuidado de la piel, mientras que ageLOC Galvanic Face Spa son tratamientos especializados que pueden usarse tres veces a la semana. ageLOC LumiSpa y ageLOC Facial Spa brindan beneficios contra los signos de la edad adicionales: ageLOC LumiSpa trata y limpia la piel para obtener una apariencia más tersa, más suave y más radiante, mientras que ageLOC Galvanic

Spa acondiciona, revitaliza e hidrata la piel.

#### ¿ageLOC LumiSpa trata el acné?

ageLOC LumiSpa no fue desarrollado para tratar el acné. El sistema fue desarrollado para promover una piel de aspecto más radiante y fresco brindando beneficios generales de renovación y limpieza de la piel. Las personas que deseen tratar el acné deberán continuar con su régimen regular de cuidado de la piel y consultar con un dermatólogo antes de usar ageLOC LumiSpa.

#### ¿Puedo usar ageLOC LumiSpa en mi cuerpo?

ageLOC LumiSpa fue diseñado para enfocarse en la piel del rostro y brindar beneficios contra los signos de la edad y de limpieza en esta área. No recomendamos usarlo en otra parte diferente cuerpo.

#### ¿Puedo usar ageLOC LumiSpa en la ducha o regadera?

Sí, ageLOC LumiSpa es a prueba de agua y puedes usarlo en la regadera o ducha o en otros ambientes húmedos.

#### ¿Cuánto tiempo dura el funcionamiento de ageLOC LumiSpa después de una carga completa?

ageLOC LumiSpa fue desarrollado para durar al menos una semana entre cargas con uso regular.

## INGREDIENTES

#### GEL DERMOLIMPIADOR AGELOC LUMISPA—NORMAL/MIXTA

Agua, Cocobetaína, Cocoilglicinato sódico, Glicerina, Copolímero de acrilatos, Diisopropil sebacato, Glicol diestearato, Fenoxietanol, PEG-8, Crospolímero de acrilatos/C10-30 alquil acrilato, Clorfenesina, Benzoato de sodio, Policuaternio-39, Fragancia (Perfume), Fluorlogopita sintética, Aceite de semilla de Silybum marianum, Hidróxido de sodio, Fitato sódico, Dióxido de titanio, Ácido fítico, Extracto de arroz (*Oryza sativa*), Extracto de fruto de *Schizandra chinensis*, Alúmina, Óxido de estaño, Extracto de *Porphyra umbilicalis*, Extracto de *Nannochloropsis oculata*, Extracto de bulbo de *Narcissus tazetta*, Extracto de *Rhododendron ferrugineum*.

#### GEL DERMOLIMPIADOR AGELOC LUMISPA—GRASA

Agua, Cocamidopropil betaína, Copolímero de acrilatos, Lauret sulfato de amonio, Glicerina, PEG-80 laurato de sorbitan, Di-PPG-2 miret-10 adipato, Aminometil propanol, Cocoglucósido, Oleato de glicerilo, Fenoxietanol, 1,2-hexanediol, Caprilil glicol, Clorfenesina, Benzoato de sodio, EDTA disódico, Policuaternio-10, Fragancia

(Perfume), Ácido dehidroacético, Dióxido de titanio, Mica, Propanediol, Extracto de arroz (*Oryza sativa*), Miristil alcohol, PCA, Carnosina, Extracto de fruto de *Schizandra chinensis*, Extracto de jugo de *Punica granatum*, Extracto de bulbo de *Narcissus tazetta*, Extracto de raíz de *Polygonum cuspidatum*, Ácido cítrico.

#### GEL DERMOLIMPIADOR AGELOC LUMISPA—SECA

Agua, Dicaprilil carbonato, Diisostearil maleato, Tribehenina PEG-20 esteres, Glicerina, Gliceret-26, Escualano, Dimeticona, Alcohol cetearílico, Triglicérido caprílico/cáprico/mirístico/esteárico, *Astrocaryum murumuruato* sódico, Fenoxietanol, Butilénglicol, Pentilén glicol, Crospolímero de acrilatos/C10-30 alquil acrilato, PEG-40 aceite de ricino hidrogenado, Hidroxiacetofenona, Lactato de sodio, PCA sódico, Goma xantán, Aceite vegetal, Alcohol batílico, Fragancia (Perfume), Fitoesteril/octildodecil lauroil glutamato, Metilsilanol hidroxiprolina aspartato, Maltodextrina, Hidróxido de sodio, EDTA disódico, Saliciloil fitoesfingosina, Hidroxifenil ácido propamidobenzoico, Brassicamidopropil dimetilamina, Extracto de arroz (*Oryza sativa*), Extracto de fruto de *Schizandra chinensis*, Frutuosa, Glicina, Inositol, Ácido láctico, Niacinamida, Urea, Extracto de bulbo de *Narcissus tazetta*, Xantofila, Lecitina.

#### GEL DERMOLIMPIADOR AGELOC LUMISPA—SENSIBLE

Agua, Alcohol cetearílico, Glicerina, PEG-8 dimeticona, Cocamidopropil betaína, Glucósido caprilil/capril, Capril/capramidopropil betaína, Carbómero, Fenoxietanol, Hidroxiacetofenona, Goma xantán, Cloruro de sodio, Bisabolol, Carnosina, EDTA disódico, Extracto de arroz (*Oryza sativa*), Extracto de corteza de *Pinus tabulaeformis*, Alantoína, Extracto de grano de *Avena sativa*, Extracto de fruto de *Schizandra chinensis*, Extracto de bulbo de *Narcissus tazetta*, Extracto de raíz de jengibre (*Zingiber officinale*), Hidróxido de sodio, Ácido cítrico.